

把愛帶回家， 照護你一家
— 家庭養生 —



看得到的用心
感受到的真心

(低能量) 遠紅外 理療器

- ▶ 手部及足底滲透溫熱；
- ▶ 脈衝振動按摩；
- ▶ 無烟艾灸理療；
- ▶ 促進全身血液及微循環。

型號：CH-3806B (智能數碼版)

220V~50Hz 150W

產品尺寸：40 x 41 x 13 cm



產品已有中國專利保護



使用理療器前



使用理療器後



可選配件：能量寶
(能加強遠紅外線反射功效)



產品功能

對手脚冰冷，气血运行不佳者有显著改善功能，机身轻薄，存放方便。振动按摩，智能温度控制。远红外渗透及照护手部及足底同时可以温暖全身，能使体内血液循环系统加速运行，促进新陈代谢，增强人体免疫力。

脉衝振動按摩——開機後脉衝振動，可對手部或脚底穴位和反射區進行共振按摩。

熱力按摩——采用特制鋼化玻璃遠紅外發熱板系統，除熱敷功能外，遠紅外線還可以改善體質，促進血液循環，增强免疫力，智能數碼控制遠紅外發熱板系統可按個人需求，調節至適宜溫度。

正確之使用方法

1. 需裸露照射部位

如隔着衣服或毯子等照射，大部份的遠紅外線會被衣物所吸收，人體真正所接收到的只剩下其中效應較差的「熱敷」作用，使用效果會打很大折扣，所以照射的部位務請裸露。

2. 需避免環境溫度變化

使用時、要避免同時讓電風扇或空調直接吹到使用者的身體。因使用時，有關穴位及部位的毛細孔呈開放狀態，若不注意，很容易易受風寒，降低或抵消使用效果。盡量避免使用時及使用後的環境溫差變化過劇。

3. 需補充適當水份及氧

遠紅外線在照射時能與人體水份子產生共振及加速血液循環，當體內循環一經改善，新陳代謝自然會加速進行，這時體內如有充分的水份和氧氣供應，新陳代謝清除的作用必會更加完全。所以建議每次使用前及後，補充適量溫水。

4. 每次照射需達足夠時間

遠紅外線的一大特色，是藉由不斷積累及觸發的過程來產生「非熱生物效應」，所以每次使用必需達一段時間〈通常是45至60分鐘最佳〉，讓能量積累到一定域值，才能激發體內自愈功能。

由于重點在于「過程」，所以單獨一次的使用效果較不明顯。同理，多次使用的效果也比一次長時間的使用效果要好。